Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Pannello per Terapia a Luce Rossa Max – GymBeam
Panel do terapii światłem czerwonym Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Vörösfény-terápiás Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Панел за терапия с червена светлина Max – GymBeam
Панель для червоної світлотерапії – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam
Red Light Therapy Panel Max – GymBeam

GymBeam

User Manual

Technical Specifications

Features	
LED Quantity	432 Pcs (5W Dual Chip)
Input Voltage	100–240V AC
Dimensions	92 x 42 x 6.5 cm
Spectrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Irradiance	165 mW/cm^2 (from a distance of 15 cm)
Timer	1–30 Mins
Frequency	0–10,000 Hz
Brightness	0–100%
Frame Material	Steel


Safety Instructions

Please read this manual carefully before installation and keep it for future reference.

1. **Children:** This device is not intended for use by children. Always consult a physician before use on children.
2. **Medical Conditions:** Consult your doctor before use if you are pregnant, have a pacemaker, or other health concerns.
3. **Photosensitivity:** If you take medications that increase light sensitivity or have a photosensitive skin condition, consult a doctor first.
4. **Eye Protection:** Use of the provided protective goggles is required during therapy. Do not look directly into the LEDs.
5. **Exposure:** The treated skin area must be completely bare (without clothing) during use.
6. **Adverse Reactions:** If itching or redness occurs within 48 hours, stop using the device and consult a physician.
7. **Damage:** Do not use the device if any part is damaged (broken timer, missing LEDs, etc.).
8. **Repairs:** Do not attempt to repair or modify the device yourself. Repairs must be performed by a qualified professional.
9. **Environment:** Indoor use only. Do not expose to moisture, dust, or water sources.
10. **Purpose:** This device is not a substitute for professional medical care.

Product Description

1. **Near-Infrared Light (NIR):** LEDs emitting invisible spectrum light.
2. **Red Light (R):** LEDs emitting visible red light.
3. **LED Chips:** 432 high-power chips.
4. **Touch Screen:** Interactive display for settings and control
5. **Hanging System:** Pulley and cables for door mounting.



Package Contents

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Power Cable
- 1x User Manual
- 1x Protective Goggles (Glasses)
- 1x Remote Control
- 1x Hanging Set (Cables, Pulley, Door Hooks)
- 2x Tandem Screws

Operating Instructions

The device is operated either with the remote control or directly on the display.

Main Panel



1. Time and mode display.
2. Scene: Press to select a pre-set setting that best suits your needs (Fat Reduction / Skin / Muscles / Joint Pain / Universal).
3. Start/Pause: Press to turn the light on or off.
4. Settings: Click to customize the timer, mode, brightness, frequency, group device linking, alarm settings, date and time, or other settings.

Setting Options

1. Time Setting

Supports time settings from 0 to 30 minutes. The time can be set in two ways:
- Slide the bar with your finger around the circle to adjust the time
- Tap the centre of the circle to go to the next page, where you can enter the desired time and tap the tick symbol to save it.



2. Mode Selection

There are 3 modes available: RED (red light), NIR (near-infrared light), and RED+NIR (combination).
- RED: Red light, operates at wavelengths of 630 nm and 660 nm.
- NIR: Near-infrared light, operates at wavelengths of 810 nm, 830 nm, and 850 nm. Please note that **NIR light is invisible to the human eye.**



3. Brightness Setting

Supports 0-100% brightness. The brightness can be set in two ways:
- Tap the "+" or "–" buttons on the left to adjust the brightness.
- Move the slider icon on the right side of the screen to adjust the brightness level.



4. Frequency

Supports a frequency from 0 to 10,000 Hz. The frequency can be set in two ways:
- Tap the "+" or "–" buttons to adjust frequency.
- Tap the "Null" button to open a numeric keypad. Enter the desired frequency number and confirm.



Maintenance

1. Before cleaning, ensure the device is disconnected from the power supply.
2. Wipe the panel (except the lenses) with a damp microfibre cloth.


WARNING: Do not use chemical cleaning agents. Do not spray or apply any liquid directly onto the device, especially near the ventilation openings or LED diodes.


Storage

The device and its accessories should be stored in a clean, dry place.
- Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
- Humidity: less than 50%

INSTALLATION (OPTIONAL)


- **STEP 1:** Turn the face of your panel towards a soft, scratch-free surface. Screw the threaded posts into the top of the device. Next, screw the braided cables securely onto the threaded posts.
- **STEP 2:** Hang the door hooks on any standard-sized door.






GymBeam


- **STEP 3:** Hang your red light panel on the door by connecting the braided cables to the snap link of the pulley system.




- **STEP 4:** To raise the height of your red light, support the device with one hand and pull down the loose cable with your opposite hand. Ensure you adequately support the device while raising it.



- **STEP 5:** To lower your red light, push up on the lever of the height-adjusting pulley. Support the device with your opposite hand to ensure it is adequately supported while lowering.



- **STEP 6:** Locate the male power socket on the backside of the device. Insert the power cord into the socket and plug the other end into a wall outlet. Turn the power switch to the “on” position.



Benutzerhandbuch

Technische Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
LED-Anzahl	432 Stück (5W Dual Chip)
Eingangsspannung	100–240V AC
Abmessungen	92 x 42 x 6,5 cm
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Bestrahlungsstärke	165 mW/cm^2 (aus einer Entfernung von 15 cm)
Timer	1–30 Min.
Frequenz	0–10.000 Hz
Helligkeit	0–100%
Rahmenmaterial	Stahl


Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Rückfragen auf.

1. **Kinder:** Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie das Gerät bei Kindern anwenden.
2. **Medizinische Beschwerden:** Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder andere gesundheitliche Bedenken haben.
3. **Lichtempfindlichkeit:** Wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Lichtempfindlichkeit erhöhen, oder an einer lichtempfindlichen Hauterkrankung leiden, halten Sie zuerst Rücksprache mit einem Arzt.
4. **Augenschutz:** Das Tragen der mitgelieferten Schutzbrille ist während der Therapie zwingend erforderlich. Blicken Sie niemals direkt in die LEDs.
5. **Anwendung:** Das zu behandelnde Hautareal muss während der Anwendung vollständig unbedeckt (ohne Kleidung) sein.
6. **Nebenwirkungen**: Falls innerhalb von 48 Stunden Juckreiz oder Rötungen auftreten, stellen Sie die Nutzung des Geräts ein und suchen Sie einen Arzt auf.
7. **Beschädigungen:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind (z. B. defekter Timer, fehlende LEDs usw.).
8. **Reparaturen:** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
9. **Umgebung:** Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet. Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit, Staub noch Wasserquellen aus.
10. **Verwendungszweck:** Dieses Gerät ist kein Ersatz für eine professionelle medizinische Versorgung.

Produktbeschreibung

1. **Nahinfrarotlicht (NIR):** LEDs, die Licht im unsichtbaren Spektrum ausstrahlen.
2. **Rotlicht (R):** LEDs, die sichtbares rotes Licht ausstrahlen.
3. **LED-Chips:** 432 Hochleistungs-Chips.
4. **Touchscreen:** Interaktives Display für Einstellungen und Steuerung.



Lieferumfang

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Netzkabel
- 1x Benutzerhandbuch
- 1x Schutzbrille
- 1x Fernbedienung
- 1x Aufhängeset (Kabel, Flaschenzug, Türhaken)
- 2x Tandem-Schrauben

Bedienungsanleitung

Das Gerät wird entweder über die Fernbedienung oder direkt über das Display bedient.

Hauptmenü



1. Zeit- und Modusanzeige.
2. Scene (Szenen): Drücken Sie hier, um eine voreingestellte Konfiguration zu wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht (Fettabbau / Haut / Muskeln / Gelenkschmerzen / Universal).
3. Start/Pause: Drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.
4. Settings (Einstellungen): Klicken Sie hier, um Timer, Modus, Helligkeit, Frequenz, Gerätekopplung (Group Linking), Alarmeinstellungen, Datum/Uhrzeit oder andere Parameter anzupassen.

Einstellungsoptionen

1. Zeiteinstellung (Timer)

Unterstützt Einstellungen von 0 bis 30 Minuten. Die Zeit kann auf zwei Arten eingestellt werden:

- Streichen Sie mit dem Finger entlang des Kreises, um die Zeit anzupassen.
- Tippen Sie in die Mitte des Kreises, um zur nächsten Seite zu gelangen. Dort können Sie die gewünschte Zeit direkt eingeben und mit dem Häkchen-Symbol speichern.



2. Modus-Auswahl

Es stehen 3 Modi zur Verfügung: RED (Rotlicht), NIR (Nahinfrarotlicht), and RED+NIR (Kombination aus beiden Lichtarten).

- RED: Rotlicht, arbeitet mit Wellenlängen von 630 nm und 660 nm.
- NIR: Nahinfrarotlicht, arbeitet mit Wellenlängen von 810 nm, 830 nm und 850 nm. Bitte beachten Sie, dass **NIR-Licht für das menschliche Auge unsichtbar ist.**.



3. Helligkeitseinstellung

Unterstützt 0–100 % Helligkeit. Die Helligkeit kann auf zwei Arten eingestellt werden:

- Tippen Sie auf die Schaltflächen „+“ oder „–“ auf der linken Seite, um die Helligkeit anzupassen.
- Bewegen Sie das Schieberegler-Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Helligkeitsstufe einzustellen.



4. Frequenz

Unterstützt eine Frequenz von 0 bis 10.000 Hz. Die Frequenz kann auf zwei Arten eingestellt werden:

- Tippen Sie auf die Schaltflächen „+“ oder „–“, um die Frequenz anzupassen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche „Null“, um ein Ziffernfeld zu öffnen. Geben Sie den gewünschten Frequenzwert ein und bestätigen Sie diesen.



Wartung

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Wischen Sie das Panel (außer den Linsen) mit einem feuchten Mikrofasertuch ab.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Sprühen oder tragen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät auf, insbesondere nicht in der Nähe der Lüftungsöffnungen oder LED-Dioden.


Lagerung

Das Gerät und sein Zubehör sollten an einem sauberen, trockenen Ort gelagert werden.


- Temperatur: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
- Luftfeuchtigkeit: weniger als 50 %

INSTALLATION (OPTIONAL)


- **SCHRITT 1:** Legen Sie das Panel mit der Vorderseite auf eine weiche, kratzfreie Oberfläche. Schrauben Sie die Gewindestifte in die Oberseite des Geräts. Schrauben Sie anschließend die Stahlseile fest auf die Gewindestifte.




- **SCHRITT 2:** Hängen Sie die Türhaken an eine Tür in Standardgröße.




- **SCHRITT 3:** Hängen Sie Ihr Rotlicht-Panel an die Tür, indem Sie die Stahlseile mit dem Karabinerhaken des Flaschenzugsystems verbinden.




- **SCHRITT 4:** Um die Höhe Ihres Rotlichts zu vergrößern, stützen Sie das Gerät mit einer Hand ab und ziehen Sie mit der anderen Hand das lose Seil nach unten. Achten Sie darauf, das Gerät beim Hochziehen ausreichend zu stützen.



- **SCHRITT 5:** Um Ihr Rotlicht abzusenken, drücken Sie den Hebel am höhenverstellbaren Flaschenzug nach oben. Stützen Sie das Gerät mit der anderen Hand ab, um sicherzustellen, dass es beim Absenken ausreichend gehalten wird.



- **SCHRITT 6:** Suchen Sie die Netzbuchse auf der Rückseite des Geräts. Stecken Sie das Netzkabel in die Buchse und das andere Ende in eine Steckdose. Stellen Sie den Netzschalter auf die Position „ON“ (Ein).



Manuale d'Uso

Specifiche Tecniche

Caratteristiche	Specifiche
Quantità LED	432 Pezzi (Chip Doppio da 5W)
Tensione in Ingresso	100–240V AC
Dimensioni	92 x 42 x 6,5 cm
Spettro	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Irradianza	165 mW/cm^2 (da una distanza di 15 cm)
Timer	1–30 Min
Frequenza	0–10,000 Hz
Luminosità	0–100%
Materiale del Telaio	Acciaio


Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e conservarlo per riferimento futuro.

1. **Bambini:** Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini. Consultare sempre un medico prima dell'uso sui bambini.
2. **Condizioni mediche:** Consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, presenza di pacemaker o altri problemi di salute.
3. **Fotosensibilità:** Se si assumono farmaci che aumentano la sensibilità alla luce o si soffre di una condizione cutanea fotosensibile, consultare prima un medico.
4. **Protezione degli occhi:** Durante la terapia è necessario l'uso degli occhiali protettivi forniti. Non guardare direttamente i LED.
5. **Esposizione:** La zona cutanea trattata deve essere completamente nuda (senza indumenti) durante l'uso.
6. **Reazioni avverse:** Se si verificano prurito o arrossamento entro 48 ore, interrompere l'uso del dispositivo e consultare un medico.
7. **Danni:** Non utilizzare il dispositivo se una qualsiasi parte è danneggiata (timer rotto, LED mancanti, ecc.).
8. **Riparazioni:** Non tentare di riparare o modificare il dispositivo in autonomia. Le riparazioni devono essere eseguite da un professionista qualificato.
9. **Ambiente:** Solo per uso interno. Non esporre a umidità, polvere o fonti d'acqua.
10. **Scopo:** Questo dispositivo non sostituisce le cure mediche professionali.

Descrizione del Prodotto

1. **Luce nel Vicino Infrarosso (NIR):** LED che emettono luce nello spettro invisibile
2. **Luce Rossa (R):** LED che emettono luce rossa visibile
3. **Chip LED:** 432 chip ad alta potenza
4. **Touch Screen:** Display interattivo per impostazioni e controllo
5. **Sistema di Sospensione:** Pulegge e cavi per il montaggio sulla porta.



Contenuto della confezione

- 1x Pannello per Terapia con Luce Rossa Max
- 1x Cavo di Alimentazione
- 1x Manuale d'Uso
- 1x Occhiali Protettivi (Occhiali)
- 1x Telecomando
- 1x Set di Sospensione (Cavi, Pulegge, Ganci da porta)
- 2x Viti Tandem

Istruzioni Operative

Il dispositivo viene azionato tramite telecomando o direttamente sul display.

Pannello Principale



1. Visualizzazione di timer e modalità.
2. Scena: Premere per selezionare l'impostazione più adatta alle proprie esigenze (Riduzione del grasso / Pelle / Muscoli / Dolori articolari / Universale).
3. Start/Pausa: Premere per accendere o spegnere la luce.
4. Impostazioni: Fare clic per personalizzare timer, modalità, luminosità, frequenza, collegamento di gruppi di dispositivi, impostazioni della sveglia, data e ora o altre impostazioni.

Opzioni Impostazioni

1. Impostazione Timer



Supporta impostazioni di tempo da 0 a 30 minuti. L'ora può essere impostata in due modi:
- Scorrere la barca con il dito intorno al cerchio per regolare l'ora
- Toccare il centro del cerchio per passare alla pagina successiva, dove è possibile inserire l'ora desiderata e toccare il simbolo di spunta per salvarla.

2. Impostazione Modalità



Sono disponibili 3 modalità: ROSSO (luce rossa), NIR (luce infrarossa vicina) e ROSSO+NIR (combinazione).
- ROSSA: Luce rossa, opera a lunghezze d'onda di 630 nm e 660 nm.
- NIR: Luce infrarossa, opera a lunghezze d'onda di 810 nm, 830 nm e 850 nm. Si prega di notare che la luce **NIR è invisibile all'occhio umano.**

3. Impostazione Luminosità



Supporta luminosità 0-100%. La luminosità può essere impostata in due modi:
- Cliccare i bottoni "+" o "–" sulla sinistra per regolare la luminosità.
- Spostare l'icona del cursore sul lato destro dello schermo per regolare il livello di luminosità.

4. Frequenza



Supporta una frequenza da 0 10,000 Hz. La frequenza può essere impostata in due modi:
- Cliccare i bottoni "+" o "–" per regolare la frequenza.
- Cliccare il bottone "Null" per accedere alla tastiera numerica. Inserire il numero di frequenza desiderato e confermare.

Manutenzione

1. Prima di pulire, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla corrente.
2. Pulire il pannello (eccetto le lenti) con un panno in microfibra.


AVVERTENZE: Non utilizzare detergenti chimici. Non spruzzare o applicare liquidi direttamente sul dispositivo, in particolare in prossimità delle aperture di ventilazione o dei diodi LED.

Conservazione


- Il dispositivo e i suoi accessori vanno riposti in un ambiente pulito e asciutto.
- Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Umidità: minore di 50%

INSTALLAZIONE (OPZIONALE)


- **STEP 1:** Ruotare la parte anteriore del pannello verso una superficie morbida e antigraffio. Avvitare i perni filettati nella parte superiore del dispositivo. Quindi, avvitare saldamente i cavi intrecciati ai perni filettati.




- **STEP 2:** Appendere i ganci appositi a qualsiasi porta di dimensioni standard.




- **STEP 3:** Appendere il pannello luminoso rosso alla porta collegando i cavi legati al moschettone del sistema di pulegge.




- **STEP 4:** Per alzare il pannello a luci rosse, sorreggere il dispositivo con una mano e tirare verso il basso il cavo allentato con l'altra mano. Assicurarsi di sostenere adeguatamente il dispositivo mentre si solleva.



- **STEP 5:** Per abbassare la luce rossa, spingere verso l'alto la leva della puleggia di regolazione dell'altezza. Sostenere il dispositivo con la mano opposta per assicurarsi che sia adeguatamente sostenuto durante l'abbassamento.



- **STEP 6:** Individuare la presa di alimentazione maschio sul retro del dispositivo. Inserire il cavo di alimentazione nella presa e collegare l'altra estremità a una presa a muro. Ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione "on".



Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Cecha	Specyfikacja
Liczba diod LED	432 szt. (5W Dual Chip)
Napięcie wejściowe	100–240V AC
Wymiary	92 x 42 x 6.5 cm
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Natężenie promieniowania	165 mW/cm² (z odległości 15 cm)
Minutnik	1–30 min
Częstotliwość	0–10,000 Hz
Jasność	0–100%
Materiał ramy	Stal


Instrukcje bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i zachować ją na przyszłość.

1. **Dzieci:** Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed użyciem u dzieci.
2. **Stan zdrowia:** Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w ciąży, masz rozrusznik serca lub inne problemy zdrowotne.
3. **Fotoczułość:** Jeśli przyjmujesz leki zwiększające wrażliwość na światło lub masz skórę wrażliwą na światło, najpierw skonsultuj się z lekarzem.
4. **Ochrona oczu:** Podczas terapii należy używać dołączonych okularów ochronnych. Nie patrz bezpośrednio w diody LED.
5. **Ekspozycja skóry:** Skóra poddawana terapii musi być całkowicie odsłonięta (bez odzieży) podczas użycia.
6. **Niepożądane reakcje:** Jeśli w ciągu 48 godzin wystąpi swędzenie lub zaczerwienienie, przerwij użycie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
7. **Uszkodzenia:** Nie używaj urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona (np. zepsuty timer, brakujące diody LED itp.).
8. **Naprawy:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia. Naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista.
9. **Środowisko:** Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach. Nie narażaj urządzenia na wilgoć, kurz ani wodę.
10. **Przeznaczenie:** Urządzenie nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej.

Opis produktu

1. **Światło bliskiej podczerwieni (NIR):** Diody LED emitujące niewidzialne światło w spektrum podczerwieni.
2. **Światło czerwone (R):** Diody LED emitujące widoczne czerwone światło.
3. **Układy LED:** 432 wysokowydajne diody.
4. **Ekran dotykowy:** Interaktywny wyświetlacz do ustawień i sterowania.
5. **System zawieszenia:** Wciągarka i linki do montażu na drzwiach.



Zawartość opakowania

- 1x Panel do terapii światłem czerwonym Max
- 1x Kabel zasilający
- 1x Instrukcja obsługi
- 1x Okulary ochronne
- 1x Pilot zdalnego sterowania
- 1x Zestaw do zawieszenia (linki, bloczek, haki do drzwi)
- 2x Śruby tandemowe

Instrukcja obsługi

Urządzenie można obsługiwać zarówno za pomocą pilota, jak i bezpośrednio na wyświetlaczu.

Panel główny



1. Wyświetlacz czasu i trybu.
2. Scene: Naciśnij, aby wybrać wstępnie ustawione opcje dopasowane do Twoich potrzeb (Redukcja tłuszczu / Skóra / Mięśnie / Bóle stawów / Uniwersalny).
3. Start/Pauza: Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć światło.
4. Ustawienia: Kliknij, aby dostosować timer, tryb, jasność, częstotliwość, łączenie urządzeń w grupę, ustawienia alarmu, datę i godzinę oraz inne opcje.

Opcje ustawień

1. Ustawienie czasu



Obsługuje ustawienia czasu od 0 do 30 minut. Czas można ustawić na dwa sposoby:
- Przesuń palcem po okręgu suwak, aby dostosować czas.
- Naciśnij środek okręgu, aby przejść do następnej strony, gdzie możesz wpisać żądany czas i zatwierdzić symbolem znacznika wyboru.

2. Wybór trybu



Dostępne są 3 tryby: RED (światło czerwone), NIR (światło bliskiej podczerwieni), and RED+NIR (połączenie obu).
- RED: Światło czerwone, działa na długościach fali 630 nm i 660 nm.
- NIR: Światło bliskiej podczerwieni, działa na długościach fali 810 nm, 830 nm i 850 nm. Uwaga: **światło NIR jest niewidoczne dla ludzkiego oka.**

3. Ustawienie jasności



Obsługuje zakres jasności od 0 do 100%.
Jasność można ustawić na dwa sposoby:
- Naciśnij przyciski „+" lub „–" po lewej stronie, aby dostosować jasność.
- Przesuń ikonę suwaka po prawej stronie ekranu, aby ustawić poziom jasności.

4. Ustawienie częstotliwości



- Obsługuje częstotliwość w zakresie od 0 do 10 000 Hz. Częstotliwość można ustawić na dwa sposoby:
- Naciśnij przyciski „+" lub „–", aby dostosować częstotliwość.
- Naciśnij przycisk „Null", aby otworzyć klawiaturę numeryczną. Wpisz żądaną wartość częstotliwości i zatwierdź.

Konserwacja

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Przetrzyj panel (z wyjątkiem soczewek) wilgotną ściereczką z mikrofibry.


UWAGA: Nie używaj chemicznych środków czyszczących. Nie spryskuj ani nie nakładaj żadnych płynów bezpośrednio na urządzenie, szczególnie w pobliżu otworów wentylacyjnych lub diod LED.

Przechowywanie


- Urządzenie i jego akcesoria powinny być przechowywane w czystym i suchym miejscu.
- Temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
- Wilgotność: poniżej 50%

MONTAŻ (OPCJONALNY)


- **KROK 1:** Ustaw panel ekranem w dół na miękkiej, niezarysowanej powierzchni. Wkręć gwintowane słupki w górną część urządzenia. Następnie przymocuj plecione linki do gwintowanych słupków, upewniając się, że są solidnie zamocowane.




- **KROK 2:** Zawieś haki drzwiowe na dowolnych standardowych drzwiach.




- **KROK 3:** Zawieś panel do terapii światłem czerwonym na drzwiach, łącząc plecione linki z karabińczykiem systemu bloczkowego.




- **KROK 4:** Aby podnieść panel światła czerwonego, podeprzyj urządzenie jedną ręką, a drugą pociągnij luźną linkę w dół. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio podparte podczas podnoszenia.



- **KROK 5:** Aby opuścić panel światła czerwonego, naciśnij dźwignię bloczka regulującego wysokość. Drugą ręką podeprzyj urządzenie, aby zapewnić jego odpowiednie wsparcie podczas opuszczania.



- **KROK 6:** Znajdź gniazdo zasilania z tyłu urządzenia. Włóż kabel zasilający do gniazda, a drugi koniec podłącz do gniazdka ściennego. Przełącz wyłącznik zasilania w pozycję „włączone”.



Návod k použití

Technické specifikace

Vlastnost	Specifikace
Počet LED	432 ks (5W Dual Chip)
Vstupní napětí	100–240 V AC
Rozměry	92 × 42 × 6,5 cm
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Intenzita ozáření	165 mW/cm² (ze vzdálenosti 15 cm)
Časovač	1–30 minut
Frekvence	0–10 000 Hz
Jas	0–100 %
Materiál rámu	Ocel


Bezpečnostní pokyny

Před instalací si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

1. **Děti:** Toto zařízení není určeno pro děti. Před použitím u dětí se vždy poraďte s lékařem.
2. **Zdravotní stav:** Pokud jste těhotná, máte kardiostimulátor nebo jiné zdravotní potíže, poraďte se před použitím s lékařem.
3. **Fotosenzitivita:** Pokud užíváte léky zvyšující citlivost na světlo nebo máte fotosenzitivní onemocnění kůže, poraďte se nejprve s lékařem.
4. **Ochrana očí:** Během terapie je vyžadováno použití přiložených ochranných brýlí. Nedívejte se přímo do LED diod.
5. **Expozice:** Ošetřovaná oblast pokožky musí být během používání zcela obnažená (bez oblečení).
6. **Nežádoucí účinky:** Pokud se do 48 hodin objeví svědění nebo zarudnutí, přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
7. **Poškození:** Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoliv jeho část poškozená (rozbitý časovač, chybějící LED diody atd.).
8. **Opravy:** Nepokoušejte se zařízení sami opravovat ani upravovat. Opravy musí provádět kvalifikovaný odborník.
9. **Prostředí:** Pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte vlhkosti, prachu ani zdrojům vody.
10. **Účel:** Toto zařízení není náhradou odborné lékařské péče.

Popis produktu

1. Blízké infračervené světlo (NIR): LED diody vyzařující světlo v neviditelném spektru.
2. Červené světlo (R): LED diody vyzařující viditelné červené světlo.
3. LED čipy: 432 vysoce výkonných čipů.
4. Dotyková obrazovka: Interaktivní displej pro nastavení a ovládání.
5. Závěsný systém: Kladka a lanka pro montáž na dveře.



Obsah balení

- 1× Panel pro terapii červeným světlem Max
- 1× Napájecí kabel
- 1× Uživatelská příručka
- 1× Ochranné brýle
- 1× Dálkový ovladač
- 1× Závěsná sada (lanka, kladka, háčky na dveře)
- 2× Spojovací šrouby

Návod k obsluze

Zařízení se ovládá buď dálkovým ovladačem, nebo přímo na displeji.

Hlavní panel



1. **Zobrazení času a režimu.**
2. **Scene (Scéna):** Stisknutím vyberete přednastavený režim (Redukce tuku / Pleť / Svaly / Bolest kloubů / Univerzální).
3. **Start/Pause:** Stisknutím zapnete nebo vypnete světlo.
4. **Setting (Nastavení):** Kliknutím upravíte časovač, režim, jas, frekvenci, propojení skupin zařízení, nastavení alarmu, datum a čas nebo další nastavení.

Možnosti nastavení

1. Nastavení času



Podporuje nastavení od 0 do 30 minut. Nastavení lze provést dvěma způsoby:
- Čas upravíte posouváním prstu po kruhu.
- Klepnutím na střed kruhu přejdete na další stránku, kde můžete zadat požadovaný čas, a klepnutím na symbol zaškrtnutí jej uložíte.

2. Výběr režimu



- K dispozici jsou 3 režimy: RED (červené světlo), NIR (blízké infračervené světlo) a RED+NIR (kombinace).
- RED: Červené světlo, pracuje na vlnových délkách 630 nm a 660 nm.
- NIR: Blízké infračervené světlo, pracuje na vlnových délkách 810 nm, 830 nm a 850 nm. Upozorňujeme, že světlo **NIR je pro lidské oko neviditelné.**

3. Nastavení jasu



Podporuje 0–100 % jas. Lze nastavit dvěma způsoby:
- Klepnutím na tlačítka „+“ nebo „–“ vlevo upravíte jas.
- Posunutím ikony posuvníku na pravé straně obrazovky upravíte úroveň jasu.

4. Frekvence



Podporuje frekvenci 0 až 10 000 Hz. Lze nastavit dvěma způsoby:
- Klepnutím na tlačítko „+“ nebo „–“ upravíte frekvenci.
- Klepnutím na tlačítko „Null“ otevřete numerickou klávesnici. Zadejte požadované číslo frekvence a potvrďte.

Údržba

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení odpojeno od napájení.
2. Panel (kromě čoček) otřete vlhkým hadříkem z mikrovlákna.


VAROVÁNÍ: Nepoužívejte chemické čisticí prostředky. Neaplikujte kapaliny přímo na zařízení, zejména v blízkosti ventilace nebo LED diod.

Skladování


Zařízení a jeho příslušenství by měla být skladována na čistém a suchém místě.
- Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
- Vlhkost: méně než 50 %

INSTALACE (VOLITELNÁ)


- **KROK 1:** Otočte přední stranu panelu směrem k měkkému povrchu, který ji nepoškrábe. Zašroubujte závitové kolíky do horní části zařízení. Poté pevně přišroubujte opletená lanka na závitové kolíky.




- **KROK 2:** Zavěste háčky na dveře jakékoli standardní velikosti.




- **KROK 3:** Připojte lanka k háčku s kladkou a zavěste panel na dveře.




- **KROK 4:** Zvýšení výšky: Jednou rukou podepřete zařízení a druhou zatáhněte za volný konec lanka směrem dolů.



- **KROK 5:** Snížení výšky: Zatlačte na páčku na kladce a opatrně panel spusťte dolů (zařízení neustále podpírejte).



- **KROK 6:** Zapojte napájecí kabel do zásuvky na zadní straně panelu a do elektrické sítě. Zapněte vypínač do polohy „ON“.



Používateľský manuál

Technické špecifikácie

Vlastnosť	Špecifikácia
Počet LED diód	432 ks (5W Dual Chip)
Vstupné napätie	100–240V AC
Rozmery	92 x 42 x 6.5 cm
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Intenzita žiarenia	165 mW/cm^2 (zo vzdialenosti 15 cm)
Časovač	1–30 Mins
Frekvencia	0–10,000 Hz
Jas	0–100%
Materiál rámu	Oceľ


Bezpečnostné pokyny

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.

1. **Deti:** Zariadenie nie je určené na používanie deťmi. Pred použitím u detí sa vždy poraďte s lekárom.
2. **Zdravotný stav:** Ak ste tehotná, máte kardiostimulátor alebo iné zdravotné ťažkosti, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
3. **Fotosenzitivita:** Ak užívate lieky zvyšujúce citlivosť na svetlo alebo máte fotosenzitívne kožné ochorenie, pred použitím sa poraďte s lekárom.
4. **Ochrana očí:** Počas terapie je povinné používať priložené ochranné okuliare. Nikdy sa nepozerajte priamo do LED diód.
5. **Expozícia:** Ošetrovaná oblasť pokožky musí byť počas používania úplne odkrytá (bez oblečenia).
6. **Nežiaduce reakcie:** Ak sa do 48 hodín objaví svrbenie alebo začervenanie, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
7. **Poškodenie:** Nepoužívajte zariadenie, ak je akákoľvek jeho časť poškodená (nefunkčný časovač, chýbajúce LED diódy a pod.).
8. **Opravy:** Zariadenie sa nepokúšajte opravovať ani upravovať sami. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník.
9. **Prostredie:** Určené len na použitie v interiéri. Nevystavujte vlhkosti, prachu ani vode.
10. **Účel použitia:** Toto zariadenie nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Popis produktu

1. **Blízke infračervené svetlo (NIR):** LED diódy vyžarujúce neviditeľné svetlo.
2. **Červené svetlo (R):** LED diódy vyžarujúce viditeľné červené svetlo.
3. **LED čipy:** 432 vysokovýkonných čipov.
4. **Dotyková obrazovka:** Interaktívny displej na nastavenie a ovládanie.
5. **Závesný systém:** Kladka a laná na zavesenie na dvere.



Obsah balenia

- 1× Red Light Therapy Panel Max
- 1× Napájací kábel
- 1× Používateľský manuál
- 1× Ochranné okuliare
- 1× Diaľkové ovládanie
- 1× Závesná súprava (laná, kladka, háky na dvere)
- 2× Tandemové skrutky

Pokyny na používanie

Zariadenie je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania alebo priamo na displeji.

Hlavný panel



1. Zobrazenie času a režimu
2. Scene: Výber prednastaveného režimu podľa potrieb (Redukcia tuku / Pokožka / Svaly / Bolesť kĺbov / Univerzálny).
3. Start/Pause: Zapnutie alebo vypnutie svetla.
4. Settings: Nastavenie časovača, režimu, jasu, frekvencie, prepojenia zariadení, alarmu, dátumu, času a ďalších možností.

Možnosti nastavenia



1. Nastavenie času

Podporovaný čas od 0 do 30 minút. Nastavenie je možné dvoma spôsobmi:

5. Posunutím prsta po kruhu na obrazovke.
6. Ťuknutím do stredu kruhu pre prechod na ďalšiu obrazovku, kde zadáte požadovaný čas a potvrdíte symbolom ✓.

2. Výber režimu



Dostupné sú 3 režimy: RED (červené svetlo), NIR (blízke infračervené svetlo), a RED+NIR (kombinácia).

- RED: Červené svetlo pracujúce na vlnových dĺžkach 630 nm a 660 nm.
- NIR: Blízke infračervené svetlo pracujúce na vlnových dĺžkach 810 nm, 830 nm a 850 nm. Upozorňujeme, že **NIR svetlo je pre ľudské oko neviditeľné.**

3. Nastavenie jasu



Podporuje jas od 0 do 100 %. Jas je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

- Klepnite na tlačidlá „+" alebo „–" na ľavej strane pre úpravu jasu.
- Posuňte ikonu posuvníka na pravej strane obrazovky na nastavenie úrovne jasu.

4. Frekvencia



Podporuje frekvenciu od 0 do 10 000 Hz. Frekvenciu je možné nastaviť dvoma spôsobmi:

- Klepnite na tlačidlá „+" alebo „–" na úpravu frekvencie.
- Klepnite na tlačidlo „Null" pre otvorenie numerickej klávesnice. Zadajte požadovanú frekvenciu a potvrďte.

Údržba

1. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete.
2. Panel (okrem šošoviek) utrite vlhkou handričkou z mikrovlákna.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Nestriekajte ani neaplikujte žiadnu tekutinu priamo na zariadenie, najmä v blízkosti ventilačných otvorov alebo LED diód.


Skladovanie

Zariadenie a jeho príslušenstvo skladujte na čistom a suchom mieste.


- Teplota: 0 °C až 40 °C (32 °F to 104 °F)
- Vlhkosť: menej ako 50 %

INŠTALÁCIA (VOLITEĽNÁ)


- **KROK 1:** Otočte prednú stranu panelu smerom k mäkkému povrchu bez rizika poškriabania. Naskrutkujte závitové čapy do hornej časti zariadenia. Následne pevne priskrutkujte opletené káble k závitovým čapom.




- **KROK 2:** Zaveste háky na dvere na akékoľvek dvere štandardnej veľkosti.




- **KROK 3:** Zaveste panel s červeným svetlom na dvere pripojením opletených káblov k karabíne kladkového systému.




- **KROK 4:** Na zvýšenie výšky panela jednou rukou podoprite zariadenie a druhou rukou potiahnite voľný kábel smerom nadol. Uistite sa, že zariadenie je počas zdvíhania dostatočne podopreté.



- **KROK 5:** Na zníženie panela zatlačte páčku kladky na nastavenie výšky smerom nahor. Druhou rukou podoprite zariadenie, aby bolo počas spúšťania bezpečne podopreté.



- **KROK 6:** Nájdite napájací konektor na zadnej strane zariadenia. Zapojte napájací kábel do konektora a druhý koniec do elektrickej zásuvky. Prepínač napájania prepnite do polohy „on".



Használati útmutató

Műszaki adatok

Jellemző	Specifikáció
LED-ek száma	432 db (5W-os Dual Chip)
Bemeneti feszültség	100–240V AC
Méretek	92 x 42 x 6.5 cm
Spektrum	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Besugárzás	165 mW/cm^2 (15 cm távolságból)
Időzítő	1–30 perc
Frekvencia	0–10,000 Hz
Fényerő	0–100%
Váz anyaga	Acél


Biztonsági utasítások

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

1. **Gyermekek:** Az eszköz használata gyermekek számára nem ajánlott. Gyermekeken történő alkalmazás előtt mindig konzultáljon orvossal.
2. **Egészségügyi állapot:** Konzultáljon kezelőorvosával, ha terhes, pacemakere van, vagy egyéb egészségügyi problémával küzd.
3. **Fényérzékenység:** Ha fényérzékenységet fokozó gyógyszert szed, vagy fényérzékeny bőrbetegsége van, először kérje ki orvosa véleményét.
4. **Szemvédelem:** A vörösfény-terápia során a mellékelt védőszemüveg használata kötelező. Ne nézzen közvetlenül a LED-ekbe.
5. **Expozíció:** A kezelt bőrfelületnek a használat során teljesen csupasznak (ruha nélkülinek) kell lennie.
6. **Mellékhatások:** Ha 48 órán belül viszketés vagy bőrpír jelentkezik, hagyja abba az eszköz használatát és forduljon orvoshoz.
7. **Sérülés:** Ne használja a készüléket, ha bármely része sérült (törött időzítő, hiányzó LED-ek stb.).
8. **Javítás:** Ne kísérelje meg saját maga megjavítani vagy módosítani a készüléket. A javítást szakembernek kell elvégeznie.
9. **Környezet:** Kizárólag beltéri használatra. Ne tegye ki nedvességnek, pornak vagy víznek.
10. **Cél:** Az eszköz nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást.

Termékleírás

1. **Közeli infravörös fény (NIR):** Láthatatlan spektrumú fényt kibocsátó LED-ek.
2. **Vörös fény (R):** Látható vörös fényt kibocsátó LED-ek.
3. **LED chipek:** 432 nagy teljesítményű chip.
4. **Érintőképernyő:** Interaktív kijelző a beállításokhoz és vezérléshez.
5. **Függesztő rendszer:** Csigás rendszer és kábelek az ajtóra történő rögzítéshez



A csomag tartalma

- 1x Vörösfény-terápiás Panel Max
- 1x Tápkábel
- 1x Használati útmutató
- 1x Védőszemüveg
- 1x Távirányító
- 1x Függesztő készlet (kábelek, csiga, ajtókampók)
- 2x Tandem csavar

Használati utasítás

A készülék távirányítóval vagy közvetlenül a kijelzőn keresztül vezérelhető.

Főpanel



1. Idő és mód kijelzése.
2. Scene (Program): Nyomja meg az igényeinek leginkább megfelelő előre beállított program kiválasztásához (Zsírégetés / Bőr / Izmok / Ízületi fájdalom / Univerzális).
3. Start/Pause (Indítás/Szünet): Nyomja meg a fény be- vagy kikapcsolásához.
4. Settings (Beállítások): Nyomja meg az időzítő, az üzemmód, a fényerő, a frekvencia, a csoportos eszközösszekapcsolás, az ébresztés, a dátum és idő, vagy egyéb beállítások testreszabásához.

Beállítási lehetőségek

1. Idő beállítása



0 és 30 perc közötti időtartam beállítása lehetséges. Az idő kétféleképpen állítható be:
- Húzza végig az ujját a körív mentén az idő beállításához.
- Érintse meg a kör közepét a következő oldalra lépéshez, ahol megadhatja a kívánt időt, majd mentse el a pipa szimbólummal.

2. Üzemmód kiválasztása



3 üzemmód érhető el: RED (vörös fény), NIR (közeli infravörös fény) és RED+NIR (kombinált).
- RED: Vörös fény, 630 nm és 660 nm hullámhosszon működik.
- NIR: Közeli infravörös fény, 810 nm, 830 nm és 850 nm hullámhosszon működik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a NIR fény az emberi szem számára láthatatlan.

3. Fényerő beállítása



0-100% közötti fényerőt tesz lehetővé.
A fényerő kétféleképpen állítható be:
- A bal oldali „+” vagy „–” gombok megérintésével.
- A képernyő jobb oldalán található csúszka mozgatásával.

4. Frekvencia



0 és 10 000 Hz közötti frekvenciát tesz lehetővé. A frekvencia kétféleképpen állítható be:
- A „+” vagy „–” gombok megérintésével.
- A „Null” gomb megnyomásával a numerikus billentyűzet megnyitásához. Írja be a kívánt értéket, majd erősítse meg.

Karbantartás

1. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék le van választva az áramforrásról.
2. Törölje át a panelt (a lencsék kivételével) nedves mikroszálas kendővel.


FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon vegyi tisztítószereket. Ne permetezzen vagy vigyen fel folyadékot közvetlenül a készülékre, különösen a szellőzőnyílások vagy a LED-diódák közelében.

Tárolás


A készüléket és tartozékait tiszta, száraz helyen tárolja.
- Hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
- Páratartalom: kevesebb mint 50%

TELEPÍTÉS (OPCIONÁLIS)


- **1. LÉPÉS:** Fordítsa a panel elülső felületét egy puha, karcmentes felület felé. Csavarja be a menetes rögzítőcsapokat a készülék tetejébe. Ezután rögzítse biztonságosan a fonott kábeleket a menetes rögzítőcsapokra.




- **2. LÉPÉS:** Akassza az ajtókampókat bármilyen szabványos méretű ajtóra.




- **3. LÉPÉS:** Akassza a vörösfény-terápiás panelt az ajtóra a fonott kábelek és a csigarendszer karabinerének összekapcsolásával.




- **4. LÉPÉS:** A panel megemeléséhez tartsa meg az eszközt az egyik kezével, a másikkal pedig húzza lefelé a szabadon lógó kábelt. Ügyeljen a megfelelő alátámasztásra emelés közben.



- **5. LÉPÉS:** A panel leengedéséhez nyomja felfelé a magasságállító csiga karját. A másik kezével tartsa meg az eszközt a biztonságos leengedés érdekében.



- **6. LÉPÉS:** Keresse meg a tápcsatlakozót a készülék hátulján. Illessze bele a tápkábelt, a másik végét pedig dugja be a fali aljzatba. Kapcsolja a főkapcsolót „on" (be) állásba.



Manual de utilizare

Descriere tehnică

Caracteristică	Specificație
Cantitate LED	432 buc. (5W Dual Chip)
Tensiune de intrare	100–240V AC
Dimensiuni	92 x 42 x 6.5 cm
Spectru	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Irradianță	165 mW/cm^2 (de la o distanță de 15 cm)
Temporizator	1–30 minute
Frecvență	0–10,000 Hz
Luminozitate	0–100%
Material cadru	Oțel


Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și păstrați-l pentru referințe viitoare.

1. **Copii:** Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii. Consultați întotdeauna un medic înainte de utilizare la copii.
2. **Afecțiuni medicale:** Consultați medicul înainte de utilizare dacă sunteți însărcinată, aveți un stimulator cardiac sau alte probleme de sănătate.
3. **Fotosensibilitate:** Dacă luați medicamente care cresc sensibilitatea la lumină sau aveți o afecțiune a pielii fotosensibilă, consultați mai întâi medicul.
4. **Protecția ochilor** Este obligatorie utilizarea ochelarilor de protecție furnizați în timpul terapiei. Nu priviți direct în LED-uri.
5. **Expunere:** Zona pielii tratate trebuie să fie complet descoperită (fără haine) în timpul utilizării.
6. **Reacții adverse:** Dacă apar mâncărime sau roșeață în decurs de 48 de ore, opriți utilizarea dispozitivului și consultați un medic.
7. **Deteriorare:** Nu utilizați dispozitivul dacă vreo parte este deteriorată (temporizator stricat, LED-uri lipsă etc.).
8. **Reparații:** Nu încercați să reparați sau să modificați dispozitivul singur. Reparațiile trebuie efectuate de un specialist calificat.
9. **Mediu:** Utilizare doar în interior. Nu expuneți la umezeală, praf sau surse de apă
10. **Scop:** Acest dispozitiv nu înlocuiește îngrijirea medicală profesională.

Descriere produs

1. Lumină aproape-infraroșie (NIR): LED-uri care emit lumină din spectrul invizibil.
2. Lumină roșie (R): LED-uri care emit lumină roșie vizibilă.
3. Cipuri LED: 432 cipuri de înaltă putere.
4. Ecran tactil: Display interactiv pentru setări și control.
5. Sistem de suspendare: Scripete și cabluri pentru montarea pe ușă.



Conținutul pachetului

- 1x Panou de terapie cu lumină roșie Max
- 1x Cablu de alimentare
- 1x Manual de utilizare
- 1x Ochelari de protecție
- 1x Telecomandă
- 1x Set de suspendare (cabluri, scripete, cârlige pentru ușă)
- 2x Șuruburi tandem

Instrucțiuni de operare

Dispozitivul se poate folosi fie cu telecomanda, fie direct de pe ecranul tactil.

Panoul principal



1. Afișaj timp și mod: Arată timpul și modul selectat.
2. Scene: Apăsați pentru a selecta o setare predefinită care se potrivește cel mai bine nevoilor voastre (Reducerea grăsimii / Piele / Mușchi / Durere articulară / Universal).
3. Start/Pauză: Apăsați pentru a porni sau opri lumina.
4. Setări: Apăsați pentru a personaliza temporizatorul, modul, luminozitatea, frecvența, conectarea grupurilor de dispozitive, setările de alarmă, data și ora sau alte setări.

Opțiuni de setare

1. Setarea timpului



Suportă setarea timpului între 0 și 30 de minute. Timpul poate fi setat în două moduri:
- Glisați bara cu degetul în jurul cercului pentru a regla timpul.
- Atingeți centrul cercului pentru a trece la pagina următoare, unde puteți introduce timpul dorit și apăsați simbolul bifă pentru a salva.

2. Selectarea modului



Sunt disponibile 3 moduri: RED (lumină roșie), NIR (lumină aproape-infraroșie) și RED+NIR (combinație).
- RED: Lumină roșie, funcționează la lungimi de undă de 630 nm și 660 nm.
- NIR: Lumină aproape-infraroșie, funcționează la lungimi de undă de 810 nm, 830 nm și 850 nm. Rețineți că **lumina NIR este invizibilă pentru ochiul uman.**

3. Setarea luminozității



Suportă luminozitatea între 0–100%.
Luminozitatea poate fi setată în două moduri:
- Atingeți butoanele „+" sau „–" din stânga pentru a regla luminozitatea.
- Mutați pictograma slider-ului de pe partea dreaptă a ecranului pentru a ajusta nivelul luminozității.

4. Frecvență



Suportă o frecvență între 0 și 10.000 Hz. Frecvența poate fi setată în două moduri:
- Atingeți butoanele „+" sau „–" pentru a regla frecvența.
- Atingeți butonul „Null" pentru a deschide o tastatură numerică. Introduceți numărul frecvenței dorite și confirmați.

Întreținere

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.
2. Ștergeți panoul (cu excepția lentilelor) cu o cârpă din microfibră ușor umedă.


ATENȚIE: Nu folosiți agenți chimici de curățare. Nu pulverizați și nu aplicați niciun lichid direct pe dispozitiv, mai ales în apropierea orificiilor de ventilație sau a LED-urilor.

Depozitare


Dispozitivul și accesoriile sale trebuie depozitate într-un loc curat și uscat.
- Temperatură: 0 °C până la 40 °C (32 °F – 104 °F)
- Umiditate: mai puțin de 50%

INSTALARE (OPȚIONAL)


- **PASUL 1:** Îndreptați fața panoului către o suprafață moale, fără zgârieturi. Înșurubați știfturile filetate în partea superioară a dispozitivului. Apoi, fixați cablurile împletite în siguranță pe știfturile filetate.




PASUL 2: Agățați cârligele pentru ușă pe orice ușă de dimensiuni standard.




PASUL 3: Agățați panoul de terapie cu lumină roșie pe ușă, conectând cablurile împletite la inelul de prindere al sistemului cu scripete.




PASUL 4: Pentru a ridica înălțimea panoului de lumină roșie, susțineți dispozitivul cu o mână și trageți în jos cablul liber cu cealaltă mână. Asigurați-vă că susțineți corespunzător dispozitivul în timpul ridicării.



- **PASUL 5:** Pentru a coborî panoul de lumină roșie, împingeți în sus maneta scripetelui de reglare a înălțimii. Susțineți dispozitivul cu cealaltă mână pentru a vă asigura că este sprijinit corespunzător în timpul coborârii.



- **PASUL 6:** Localizați mufa de alimentare pe partea din spate a dispozitivului. Introduceți cablul de alimentare în mufă și conectați celălalt capăt la o priză de perete. Comutați întrerupătorul de alimentare în poziția „ON".



Korisničke upute

Tehničke specifikacije

Značajke	Specifikacija
Broj LED dioda	432 kom (5W dvostruki čip)
Ulazni napon	100–240V AC
Dimenzije	92 x 42 x 6.5 cm
Spektar	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Iradijacija	165 mW/cm^2 (sa udaljenosti od 15 cm)
Timer	1–30 minuta
Frekvencija	0–10,000 Hz
Svjetlina	0–100%
Materijal okvira	Čelik


Sigurnosne upute

Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i sačuvate ih za buduću upotrebu.

1. **Djeca:** Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu djeci. Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije upotrebe na djeci.
2. **Medicinska stanja:** Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe ako ste trudni, imate elektrostimulator srca (pacemaker) ili druge zdravstvene probleme.
3. **Fotosenzitivnost:** Ako uzimate lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost ili imate fotosenzitivno stanje kože, prvo se posavjetujte s liječnikom.
4. **Zaštita očiju:** Upotreba priloženih zaštitnih naočala obavezna je tijekom terapije. Ne gledajte izravno u LED diode.
5. **Izlaganje:** Tretirano područje kože mora biti potpuno golo (bez odjeće) tijekom upotrebe.
6. **Nuspojave:** Ako se javi svrab ili crvenilo u roku od 48 sati, prestanite s upotrebom uređaja i posavjetujte se s liječnikom.
7. **Oštećenje:** Ne koristite uređaj ako je bilo koji dio oštećen (slomljen mjerač vremena, nedostajuće LED diode i sl.).
8. **Popravci:** Ne pokušavajte sami popraviti ili modificirati uređaj. Popravke mora obavljati kvalificirani stručnjak.
9. **Okruženje:** Samo za unutarnju upotrebu. Ne izlagati vlazi, prašini ili izvorima vode.
10. **Svrha:** Ovaj uređaj nije zamjena za profesionalnu medicinsku skrb.

Opis proizvoda

1. **Bliska infracrvena svjetlost (NIR):** LED diode koje emitiraju svjetlost nevidljivog spektra.
2. **Crvena svjetlost (R):** LED diode koje emitiraju vidljivu crvenu svjetlost.
3. **LED čipovi:** 432 čipa velike snage.
4. **Zaslon osjetljiv na dodir:** Interaktivni zaslon za postavke i kontrolu.
5. **Sustav za vješanje:** Kolotur i kabeli za montažu na vrata.



Sadržaj pakiranja

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Kabel za napajanje
- 1x Korisnički priručnik (ili Korisničke upute)
- 1x Zaštitne naočale
- 1x Daljinski upravljač
- 1x Set za vješanje (kabeli, kolotur, kuke za vrata)
- 2x Tandem vijci

Upute za upotrebu

Uređajem se upravlja pomoću daljinskog upravljača ili izravno na zaslonu.
Glavni zaslon



Prikaz vremena i načina rada.

1. Scene: Pritisnite za odabir unaprijed definirane postavke koja najbolje odgovara vašim potrebama (Smanjenje masnog tkiva / Koža / Mišići / Bol u zglobovima / Univerzalno).
2. Start/Pause: Pritisnite za uključivanje ili isključivanje svjetla.
3. Settings: Kliknite za prilagodbu mjerača vremena (timera), načina rada, svjetline, frekvencije, povezivanja više uređaja u grupu, postavki alarma, datuma i vremena ili drugih postavki.

Opcije podešavanja



1. Podešavanje vremena

Podržava podešavanje vremena od 0 do 30 minuta. Vrijeme se može podesiti na dva načina:
- Povucite prstom po traci oko kruga kako biste namjestili vrijeme.
- Dodirnite središte kruga za prijelaz na sljedeću stranicu, gdje možete unijeti željeno vrijeme i dodirnuti simbol kvačice kako biste ga spremili.

2. Izbor načina rada



Dostupna su 3 načina rada: RED (crvena svjetlost), NIR (bliska infracrvena svjetlost) i RED+NIR (kombinacija).
- RED: Crvena svjetlost, radi na valnim duljinama od 630 nm i 660 nm.
- NIR: Bliska infracrvena svjetlost, radi na valnim duljinama od 810 nm, 830 nm i 850 nm.
- *Imajte na umu da je **NIR svjetlost nevidljiva ljudskom oku.***

3. Podešavanje svjetline

Podržava svjetlinu od 0 – 100 %. Svjetlina se može postaviti na dva načina:
- Dodirnite tipke „+" ili „–" na lijevoj strani kako biste namjestili svjetlinu.
- Pomaknite ikonu klizača na desnoj strani zaslona kako biste namjestili razinu svjetline.



4. Frekvencija



Podržava frekvenciju od 0 do 10.000 Hz. Frekvencija se može postaviti na dva načina:
- Dodirnite tipke „+" ili „–" kako biste namjestili frekvenciju.
- Dodirnite tipku „Null" kako biste otvorili numeričku tipkovnicu. Unesite željenu vrijednost frekvencije i potvrdite.

Održavanje

- Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen iz napajanja.
- Obrišite panel (osim leća) vlažnom krpom od mikrovlakana.


UPOZORENJE: Ne koristite kemijska sredstva za čišćenje. Ne prskajte i ne nanosite tekućinu izravno na uređaj, posebno blizu ventilacijskih otvora ili LED dioda.

Skladištenje


Uređaj i njegove dodatke treba čuvati na čistom i suhom mjestu.
- Temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
- Vlažnost: manje od 50%

POSTAVLJANJE (OPCIONALNO)


- **KORAK 1:** Okrenite prednju stranu panela prema mekoj površini koja ne uzrokuje ogrebotine. Zavrnite navojne vijke u gornji dio uređaja. Zatim čvrsto zavrnite pletene kabele na navojne vijke.




- **KORAK 2:** Objesite kuke za vrata na bilo koja vrata standardne veličine.




- **KORAK 3:** Objesite svoj panel s crvenim svjetlom na vrata povezivanjem pletenih kabela s karabinerom sustava kolotura.




- **KORAK 4:** Kako biste podigli svoj panel s crvenim svjetlom, pridržite uređaj jednom rukom, a drugom rukom povucite slobodni kabel prema dolje. Provjerite pridržavate li uređaj na odgovarajući način dok ga podižete.



- **KORAK 5:** Kako biste spustili panel s crvenim svjetlom, gurnite polugu na koloturu za namještanje visine prema gore. Pridržite uređaj drugom rukom kako biste osigurali da je na odgovarajući način poduprt prilikom spuštanja.



- **KORAK 6:** Pronađite muški priključak za napajanje na stražnjoj strani uređaja. Umetnite kabel za napajanje u priključak, a drugi kraj uključite u zidnu utičnicu. Prebacite prekidač za napajanje u položaj „uključeno" (ON).



Ръководство за употреба

Технически спецификации


Характеристика	Спецификация
Брой LED диоди	432 броя (5W Dual Chip)
Входящо напрежение	100–240V AC
Размери	92 x 42 x 6,5 см
Спектър	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Интензитет на излъчването	165 mW/cm^2 (от разстояние 15 см)
Таймер	1–30 минути
Честота	0–10 000 Hz
Яркост	0–100%
Материал на рамката	Стомана

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди монтаж и го запазете за бъдеща справка.

1. **Деца:** Това устройство не е предназначено за употреба от деца. Винаги се консултирайте с лекар преди употреба при деца.
2. **Медицински състояния:** Консултирайте се с Вашия лекар преди употреба, ако сте бременна, имате пейсмейкър или други здравословни проблеми.
3. **Фоточувствителност:** Ако приемате лекарства, които повишават чувствителността към светлина, или имате фоточувствително състояние на кожата, първо се консултирайте с лекар.
4. **Защита на очите:** По време на терапията е задължително да се използват предоставените защитни очила. Не гледайте директно към LED диодите.
5. **Излагане:** По време на употреба третираната кожна област трябва да бъде напълно гола (без дрехи).
6. **Нежелани реакции:** Ако в рамките на 48 часа се появи сърбеж или зачервяване, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.
7. **Повреда:** Не използвайте устройството, ако някоя от частите му е повредена (счупен таймер, липсващи светодиоди и др.).
8. **Ремонти:** Не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате устройството сами. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран специалист.
9. **Среда на употреба:** Само за употреба на закрито. Не излагайте уреда на влага, прах или източници на вода.
10. **Предназначение:** Това устройство не замества професионалната медицинска помощ.

Описание на продукта

1. **Близка инфрачервена светлина (NIR):** LED диоди, излъчващи светлина в невидимия инфрачервен спектър.
2. **Червена светлина (R):** LED диоди, излъчващи видима червена светлина.
3. **LED чипове:** 432 високоефективни LED чипа.
4. **Тъчскрийн дисплей:** Интерактивен дисплей за настройки и управление на уреда.
5. **Система за окачване:** Макарен механизъм и кабели за монтаж на врата.



Съдържание на пакета

- 1 x Панел за терапия с червена светлина Max
- 1 × Захранващ кабел
- 1 × Ръководство за потребителя
- 1 × Защитни очила
- 1 × Дистанционно управление
- 1 × Комплект за окачване (кабели, макара, куки за врата)
- 2 × Двойни винта

Инструкции за употреба

Уредът може да се управлява чрез дистанционното управление или директно от дисплея.
Основен панел

Дисплей за време и режим.



1. Сцена (Scene): Натиснете, за да изберете предварително зададена програма според нуждите ви: Намаляване на мазнините, Кожа, Мускули, Болки в ставите, Универсален режим
2. Старт / Пауза: Натиснете, за да включите или изключите светлината.
3. Настройки: Изберете тази опция, за да персонализирате таймера, режима, яркостта, честотата, свързването на групови устройства, настройките на алармата, датата и часа, както и други параметри.

Опции за настройки

1. Настройка на време

Поддържа настройка на време от 0 до 30 минути. Времето може да се зададе по два начина:

- Плъзнете лентата с пръст по кръга, за да регулирате времето.
- Докоснете центъра на кръга, за да преминете към следващия екран, където можете да въведете желаното време и да потвърдите със символа за отметка.



2. Избор на режим

Налични са 3 режима: RED (червена светлина), NIR (близка инфрачервена светлина) и RED + NIR (комбиниран режим).

- RED: Червена светлина с дължини на вълната 630 nm и 660 nm.
- NIR: Близка инфрачервена светлина с дължини на вълната 810 nm, 830 nm и 850 nm. *Забележка: NIR светлината е невидима за човешкото око.*



3. Настройка на яркост

Поддържа нива на яркост от 0% до 100%. Яркостта може да се зададе по два начина:

- Натиснете бутоните „+“ или „–“ от лявата страна, за да регулирате яркостта.
- Преместете плъзгача от дясната страна на екрана, за да настроите желаното ниво.



4. Честота

Поддържа честота от 0 до 10 000 Hz. Честотата може да се зададе по два начина:

- Натиснете бутоните „+“ или „–“, за да регулирате честотата.
- Натиснете бутона „Null“, за да отворите цифрова клавиатура. Въведете желаната стойност и потвърдете.



5. Поддръжка

1. Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от електрозахранването.
2. Почиствайте панела (с изключение на лещите) с леко навлажнена микрофибърна кърпа.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте химически почистващи препарати. Не пръскайте и не нанасяйте течности директно върху уреда, особено в близост до вентилационните отвори или LED диодите.


Съхранение

Съхранявайте уреда и неговите аксесоари на чисто и сухо място.


- Температура: от 0 °C до 40 °C
- Влажност: под 50 %

МОНТАЖ (ПО ИЗБОР)


- **Стъпка 1:** Обърнете лицевата страна на панела към мека повърхност, която не надраска. Завийте резбовите щифтове в горната част на уреда. След това завийте плетените кабели здраво към резбовите щифтове.




- **Стъпка 2:** Поставете куките за врата върху стандартна врата.




- **Стъпка 3:** Окачете панела за червена светлинна терапия на вратата, като свържете плетените кабели към карабинера на макарната система.




- **Стъпка 4:** За да повдигнете панела, подпрете уреда с едната ръка и издърпайте надолу свободния край на кабела с другата. Уверете се, че уредът е стабилно поддържан по време на повдигането.



- **Стъпка 5:** За да спуснете панела, натиснете лоста на макарния механизъм за регулиране на височината. Поддържайте уреда с другата ръка, за да осигурите стабилност при спускането.



- Стъпка 6: Намерете захранващия конектор (мъжки) на задната страна на уреда. Свържете захранващия кабел към него, а другия край включете в електрически контакт. Поставете бутона за захранване в позиция „ON“.



Інструкція користувача

Технічні характеристики

Параметр	Характеристика
Кількість LED	432 шт. (5W Dual Chip)
Вхідна напруга	100–240В AC
Розміри	92 x 42 x 6.5 см
Спектр	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 нм
Опроміненість	165 мВт/см² (на відстані 15 см)
Таймер	1–30 хв
Частота	0–10,000 Гц
Яскравість	0–100%
Матеріал корпусу	Сталь


Інструкції з безпеки

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням пристрою та збережіть його для подальшого використання.

1. **Діти:** Пристрій не призначений для використання дітьми. Перед застосуванням для дітей обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
2. **Медичні стани:** Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви вагітні, маєте кардіостимулятор або інші проблеми зі здоров'ям.
3. **Фоточутливість:** Якщо ви приймаєте препарати, що підвищують чутливість до світла, або маєте фоточутливі захворювання шкіри, попередньо зверніться до лікаря.
4. **Захист очей:** Під час терапії обов'язково використовуйте захисні окуляри, що входять у комплект. Не дивіться безпосередньо на світлодіоди.
5. **Експозиція:** Ділянка шкіри, яка піддається впливу, має бути повністю відкритою (без одягу) під час використання.
6. **Небажані реакції:** Якщо протягом 48 годин виникає свербіж або почервоніння, припиніть використання пристрою та зверніться до лікаря.
7. **Пошкодження:** Не використовуйте пристрій, якщо будь-яка його частина пошкоджена (несправний таймер, відсутні світлодіоди тощо).
8. **Ремонт:** Не намагайтеся ремонтувати або модифікувати пристрій самостійно. Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст.
9. **Умови експлуатації:** Тільки для використання в приміщенні. Не піддавайте впливу вологи, пилу та не використовуйте біля джерел води.
10. **Призначення:** Пристрій не є заміною професійної медичної допомоги.

Опис продукту

1. **Ближнє інфрачервоне світло (NIR):** світлодіоди, що випромінюють світло невидимого спектра.
2. **Червоне світло (R):** світлодіоди, що випромінюють видиме червоне світло.
3. **LED-чипи:** 432 високопотужні чипи.
4. **Сенсорний екран:** інтерактивний дисплей для налаштувань і керування.
5. **Система підвішування:** блок (підйомний механізм) і троси для кріплення на двері.



Комплектація

- 1 × панель для червоної світлотерапії
- 1 × кабель живлення
- 1 × інструкція користувача
- 1 × захисні окуляри
- 1 × пульт дистанційного керування
- 1 × комплект для підвішування (троси, блок/підйомний механізм, дверні гачки)
- 2 × тандемні гвинти

Інструкція з експлуатації

Пристроєм можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування або безпосередньо через дисплей.



Головна панель

1. Відображення часу та режиму роботи.
2. Scene (Сцена): натисніть, щоб вибрати попередньо встановлений режим, який найкраще відповідає вашим потребам (зменшення жирових відкладень / шкіра / м'язи / біль у суглобах / універсальний).
3. Start/Pause (Старт/Пауза): натисніть, щоб увімкнути або вимкнути світло.
4. Settings (Налаштування): натисніть, щоб налаштувати таймер, режим, яскравість, частоту, підключення/зв'язування пристроїв у групу, параметри сигналу, дату й час та інші налаштування.

Параметри налаштувань

1. Налаштування часу

Підтримується встановлення часу в діапазоні від 0 до 30 хвилин. Час можна налаштувати двома способами:

- Проведіть пальцем по шкалі навколо кола, щоб змінити час.
- Натисніть у центр кола, щоб перейти на наступну сторінку, де можна ввести потрібний час вручну та натиснути значок галочки для збереження



2. Вибір режиму

Доступно 3 режими роботи: RED (червоне світло), NIR (ближнє інфрачервоне світло) та RED+NIR (комбінований режим).

- **RED:** червоне світло, працює на довжинах хвиль 630 нм і 660 нм.
- **NIR:** ближнє інфрачервоне світло, працює на довжинах хвиль 810 нм, 830 нм і 850 нм. *Зверніть увагу: світло NIR є невидимим для людського ока.*



3. Налаштування яскравості

Підтримується регулювання яскравості в діапазоні 0–100%. Яскравість можна налаштувати двома способами:

- Натискайте кнопки "+" або "–" ліворуч, щоб змінювати рівень яскравості.
- Перетягуйте повзунок у правій частині екрана, щоб встановити потрібний рівень яскравості.



4. Частота

Підтримується налаштування частоти в діапазоні 0–10 000 Гц. Частоту можна встановити двома способами:

- Натискайте кнопки "+" або "–", щоб змінювати частоту.
- Натисніть кнопку "Null", щоб відкрити цифрову клавіатуру. Введіть потрібне значення частоти та підтвердьте.



Обслуговування

1. Перед очищенням переконайтеся, що пристрій від'єднано від електромережі.
2. Протріть панель (окрім лінз) злегка вологою серветкою з мікрофібри.

УВАГА: не використовуйте хімічні засоби для чищення. Не розпилюйте та не наносіть жодну рідину безпосередньо на пристрій, особливо поблизу вентиляційних отворів або світлодіодів.


Зберігання

Пристрій та аксесуари слід зберігати в чистому, сухому місці.


- Температура: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
- Вологість: менше 50%

ВСТАНОВЛЕННЯ (ОПЦІЙНО)


- **КРОК 1:** Поверніть передню частину панелі до м'якої поверхні, яка не дряпається. Вкрутіть різьбові стійки у верхню частину пристрою. Далі надійно прикрутіть плетені троси до різьбових стійок.




- **КРОК 2:** Повісьте дверні гачки на будь-які стандартні двері.




- **КРОК 3:** Закріпіть панель на дверях, приєднавши плетені троси до карабіна (snap link) у системі блока/підйомного механізму.




- **КРОК 4:** Щоб підняти панель на потрібну висоту, підтримуйте пристрій однією рукою, а іншою - потягніть вниз вільний трос. Під час підняття переконайтеся, що пристрій надійно підтримується.



- **КРОК 5:** Щоб опустити панель, натисніть вгору на важіль регулювання висоти на підйомному механізмі. Одночасно підтримуйте пристрій іншою рукою, щоб він був надійно зафіксований під час опускання.



- **КРОК 6:** Знайдіть роз'єм живлення (штекерний) на задній стороні пристрою. Вставте кабель живлення в роз'єм і підключіть інший кінець до розетки. Перемкніть вимикач живлення в положення «On» (Увімкнено).



Uporabniški priročnik

Tehnične specifikacije

Lastnost	Specifikacija
Število LED diod	432 kosov (5W dvojni čip)
Vhodna napetost	100–240V AC
Dimenzije	92 x 42 x 6,5 cm
Spekter	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Moč obsevanja	165 mW/cm^2 (z razdalje 15 cm)
Časovnik	1–30 Mins
Frekvenca	0–10,000 Hz
Svetilnost	0–100%
Material okvirja	Jeklo


Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

1. **Otroci:** Naprava ni namenjena otrokom. Pred uporabo pri otrocih se vedno posvetujte z zdravnikom.
2. **Zdravstvena stanja:** Pred uporabo se posvetujte s svojim zdravnikom, če ste noseči, imate srčni spodbujevalnik ali druge zdravstvene težave.
3. **Fotosenzibilnost:** Če jemljete zdravila, ki povečujejo občutljivost na svetlobo, ali imate fotosenzibilno kožno stanje, se najprej posvetujte z zdravnikom.
4. **Zaščita oči:** Med terapijo je obvezna uporaba priloženih zaščitnih očal. Ne glejte neposredno v LED diode.
5. **Izpostavljenost:** Predel kože, ki ga obdelujete, mora biti med uporabo popolnoma goli (brez oblačil).
6. **Neželeni učinki:** Če se v 48 urah pojavi srbenje ali rdečica, prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte z zdravnikom.
7. **Poškodbe:** Naprave ne uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan (zlomljen časovnik, manjkajoče LED diode itd.).
8. **Popravila:** Naprave ne poskušajte popravljati ali spreminjati sami. Popravila mora opraviti usposobljen strokovnjak.
9. **Okolje:** Samo za notranjo uporabo. Ne izpostavljajte vlagi, prahu ali virom vode.
10. **Namen:** Ta naprava ni nadomestilo za strokovno medicinsko oskrbo.

Opis izdelka

1. **Bližnja infrardeča svetloba (NIR):** LED diode, ki oddajajo svetlobo nevidnega spektra.
2. **Rdeča svetloba (R):** LED diode, ki oddajajo vidno rdečo svetlobo.
3. **LED čipi:** 432 visoko zmogljivih čipov.
4. **Zaslon na dotik:** Interaktivni zaslon za nastavitve in nadzor.
5. **Sistem za obešanje:** Škripec in kabli za montažo na vrata.



Vsebina paketa

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Napajalni kabel
- 1x Uporabniški priročnik
- 1x Zaščitna očala
- 1x Daljinski upravljalnik
- 1x Komplet za obešanje (kabli, škripec, kavlji za vrata)
- 2x Tandemska vijaka

Navodila za uporabo

Napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom ali neposredno na zaslonu.

Glavna plošča



1. Prikaz časa in načina delovanja.
2. Prizor (Scene): Pritisnite za izbiro vnaprej nastavljenega programa, ki najbolje ustreza vašim potrebam (izguba maščobe / koža / mišice / bolečine v sklepih / univerzalno).
3. Zagon/Premor (Start/Pause): Pritisnite za vklop ali izklop luči.
4. Nastavitve (Settings): Kliknite za prilagoditev časovnika, načina, svetlosti, frekvence, povezovanja skupin naprav, nastavitve alarma, datuma in časa ali drugih možnosti.

Možnosti nastavitev

1. Nastavitev časa

Omogoča nastavitev časa od 0 do 30 minut. Čas lahko nastavite na dva načina:
- S prstom podrsajte po vrstici okoli kroga, da prilagodite čas.
- Tapnite sredino kroga, da greste na naslednjo stran, kjer vnesete želeni čas in tapnete kljukico za shranjevanje.



2. Izbira načina

Na voljo so 3 načini: RED (rdeča svetloba), NIR (bližnja infrardeča svetloba) in RED+NIR (kombinacija).
- **RED:** Rdeča svetloba, deluje na valovnih dolžinah 630 nm in 660 nm.
- **NIR:** Bližnja infrardeča svetloba, deluje na valovnih dolžinah 810 nm, 830 nm in 850 nm. Upoštevajte, da je NIR svetloba človeškemu očesu nevidna.



3. Nastavitev svetlosti

Podpira 0–100% svetlosti. Svetlost lahko nastavite na dva načina:
- Tapnite gumba "+" ali "–" na levi strani za prilagoditev svetlosti.
- Premaknite drsnik na desni strani zaslona, da prilagodite nivo svetlosti.



4. Frekvenca

Podpira frekvenco od 0 do 10.000 Hz. Frekvenco lahko nastavite na dva načina:
- Tapnite gumba "+" ali "–" za prilagoditev frekvence.
- Tapnite gumb "Null", da odprete številčnico. Vnesite željeno številko frekvence in potrdite.



Vzdrževanje

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izključena iz električnega omrežja.
2. Ploščo (razen leč) obrišite z vlažno krpo iz mikrovlaken.


OPOZORILO: Ne uporabljajte kemičnih čistil. Ne pršite ali nanašajte nobene tekočine neposredno na napravo, zlasti ne v bližini prezračevalnih odprtin ali LED diod.

Shranjevanje


Napravo in njene dodatke shranjujte v čistem in suhem prostoru.
- Temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
- Vlažnost: manj kot 50 %

NAMESTITEV (OPCIJSKO)


- **1. KORAK:** Sprednjo stran plošče obrnite proti mehki površini, ki ne pušča prask. Privijte navojne drogove v zgornji del naprave. Nato na drogove varno privijte pletene kable.




- **2. KORAK:** Kavlje za vrata obesite na katera koli vrata standardne velikosti.




- **3. KORAK:** Ploščo za rdečo svetlobo obesite na vrata tako, da pletene kable povežete s sponko sistema s škripcem.




- **4. KORAK:** Če želite ploščo dvigniti, z eno roko podprite napravo, z drugo pa povlecite prosti kabel navzdol. Poskrbite za ustrezno podporo naprave med dvigovanjem.



- **5. KORAK:** Če želite ploščo spustiti, potisnite ročico na škripcu za nastavitev višine navzgor. Z drugo roko podprite napravo, da zagotovite varno spuščanje.



- **6. KORAK:** Poiščite vtičnico na zadnji strani naprave. Vstavite napajalni kabel v vtičnico, drugi konec pa v stensko vtičnico. Stikalo za vklop preklopite v položaj «on».



Εγχειρίδιο Χρήσης

Τεχνικές Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Ποσότητα LED	432 Τεμ (5W Dual Chip)
Τάση Εισόδου	100–240V AC
Διαστάσεις	92 x 42 x 6.5 cm
Φάσμα	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Ακτινοβολία	165 mW/cm^2 (από απόσταση 15 cm)
Χρονόμετρο	1–30 Λεπτά
Συχνότητα	0–10,000 Hz
Φωτεινότητα	0–100%
Υλικό Πλαισίου	Ατσάλι


Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

1. **Παιδιά:** Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά. Συμβουλευτείτε πάντα έναν γιατρό πριν από τη χρήση σε παιδιά.
2. **Ιατρικές Καταστάσεις:** Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν από τη χρήση εάν είστε έγκυος, έχετε βηματοδότη ή άλλα προβλήματα υγείας.
3. **Φωτοευαισθησία:** Εάν λαμβάνετε φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία στο φως ή έχετε φωτοευαίσθητη δερματική πάθηση, συμβουλευτείτε πρώτα έναν γιατρό.
4. **Προστασία Ματιών:** Η χρήση των παρεχόμενων προστατευτικών γυαλιών είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μην κοιτάτε απευθείας στα LED.
5. **Έκθεση:** Η περιοχή του δέρματος που υποβάλλεται σε θεραπεία πρέπει να είναι εντελώς γυμνή (χωρίς ρούχα) κατά τη χρήση.
6. **Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις:** Εάν εμφανιστεί κνησμός ή ερυθρότητα εντός 48 ωρών, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
7. **Ζημιά:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κάποιο εξάρτημα έχει υποστεί ζημιά (σπασμένο χρονόμετρο, ελλείποντα LED κ.λπ.).
8. **Επισκευές:** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο επαγγελματία.
9. **Περιβάλλον:** Μόνο για εσωτερική χρήση. Μην εκθέτετε σε υγρασία, σκόνη ή πηγές νερού.
10. **Σκοπός:** Αυτή η συσκευή δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική φροντίδα.

Περιγραφή Προϊόντος

1. **Εγγύς Υπέρυθρο Φως (NIR):** LED που εκπέμπουν φως αόρατου φάσματος.
2. **Κόκκινο Φως (R):** LED που εκπέμπουν ορατό κόκκινο φως.
3. **LED Chips:** 432 τσιπ υψηλής ισχύος.
4. **Οθόνη Αφής:** Διαδραστική οθόνη για ρυθμίσεις και έλεγχο.
5. **Σύστημα Ανάρτησης:** Τροχαλία και καλώδια για τοποθέτηση σε πόρτα.



Περιεχόμενα Συσκευασίας

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Καλώδιο Τροφοδοσίας
- 1x Εγχειρίδιο Χρήσης
- 1x Προστατευτικά Γυαλιά
- 1x Τηλεχειριστήριο
- 1x Σετ Ανάρτησης (Καλώδια, Τροχαλία, Άγκιστρα Πόρτας)
- 2x Βίδες Tandem

Οδηγίες Λειτουργίας

Η συσκευή λειτουργεί είτε με το τηλεχειριστήριο είτε απευθείας από την οθόνη.

Κύριο Πάνελ



1. Εμφάνιση χρόνου και λειτουργίας.
2. Scene: Πατήστε για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση (Μείωση Λίπους / Δέρμα / Μύες / Πόνος στις Αρθρώσεις / Γενική Χρήση).
3. Start/Pause: Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως.
4. Settings: Κάντε κλικ για να προσαρμόσετε το χρονόμετρο, τη λειτουργία, τη φωτεινότητα, τη συχνότητα, τη σύνδεση ομάδας συσκευών, τις ρυθμίσεις ξυπνητηριού, την ημερομηνία και την ώρα.

Επιλογές Ρύθμισης

1. Ρύθμιση Χρόνου



Υποστηρίζει χρόνο από 0 έως 30 λεπτά. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί με δύο τρόπους:
- Σύρετε τη γραμμή με το δάχτυλό σας γύρω από τον κύκλο για να προσαρμόσετε την ώρα.
- Πατήστε το κέντρο του κύκλου για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, όπου μπορείτε να εισαγάγετε τον επιθυμητό χρόνο και να πατήσετε το σύμβολο ελέγχου (τικ) για να τον αποθηκεύσετε.

2. Επιλογή Λειτουργίας



Υπάρχουν 3 διαθέσιμες λειτουργίες: RED (κόκκινο φως), NIR (εγγύς υπέρυθρο φως) και RED+NIR (συνδυασμός).
- **RED:** Κόκκινο φως, λειτουργεί σε μήκη κύματος 630 και 660 nm.
- **NIR:** Εγγύς υπέρυθρο φως, λειτουργεί σε μήκη κύματος 810, 830 και 850 nm. Παρακαλούμε σημειώστε ότι **το φως NIR είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι.**

3. Ρύθμιση Φωτεινότητας



Υποστηρίζει φωτεινότητα 0-100%.
Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί με δύο τρόπους:
- Πατήστε τα κουμπιά «+» ή «−» στα αριστερά για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
- Μετακινήστε το εικονίδιο του ρυθμιστικού στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να προσαρμόσετε το επίπεδο της φωτεινότητας.

4. Συχνότητα



Υποστηρίζει συχνότητα από 0 έως 10.000 Hz. Η συχνότητα μπορεί να ρυθμιστεί με δύο τρόπους:
- Πατήστε τα κουμπιά «+» ή «−» για να προσαρμόσετε τη συχνότητα.
- Πατήστε το κουμπί «Null» για να ανοίξετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό συχνότητας και επιβεβαιώστε.

Συντήρηση

1. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
2. Σκουπίστε το πάνελ (εκτός από τους φακούς) με ένα νωπό πανί από μικροΐνες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά προϊόντα. Μην ψεκάζετε και μην εφαρμόζετε κανένα υγρό απευθείας πάνω στη συσκευή, ειδικά κοντά στα ανοίγματα εξαερισμού ή τις διόδους LED.

Αποθήκευση


Η συσκευή και τα εξαρτήματά της πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό και στεγνό μέρος.
- Θερμοκρασία: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F)
- Υγρασία: λιγότερη από 50%

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)


- **ΒΗΜΑ 1:** Τοποθετήστε την πρόσοψη του πάνελ σας πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια που δεν προκαλεί γρατζουνιές. Βιδώστε τους σπειροειδείς στύλους στο πάνω μέρος της συσκευής. Στη συνέχεια, βιδώστε καλά τα πλεγμένα καλώδια πάνω στους σπειροειδείς στύλους.




- **ΒΗΜΑ 2:** Κρεμάστε τα άγκιστρα πόρτας σε οποιαδήποτε πόρτα τυπικού μεγέθους.




- **ΒΗΜΑ 3:** Κρεμάστε το πάνελ κόκκινου φωτός στην πόρτα, συνδέοντας τα πλεγμένα καλώδια στον σύνδεσμο του συστήματος τροχαλίας.




- **ΒΗΜΑ 4:** Για να αυξήσετε το ύψος της συσκευής κόκκινου φωτός, στηρίξτε τη συσκευή με το ένα χέρι και τραβήξτε προς τα κάτω το ελεύθερο καλώδιο με το άλλο χέρι. Βεβαιωθείτε ότι στηρίζετε επαρκώς τη συσκευή κατά την ανύψωσή της.



- **ΒΗΜΑ 5:** Για να χαμηλώσετε τη συσκευή κόκκινου φωτός, πιέστε προς τα πάνω τον μοχλό της τροχαλίας ρύθμισης ύψους. Στηρίξτε τη συσκευή με το άλλο σας χέρι για να διασφαλίσετε ότι υποστηρίζεται επαρκώς κατά το χαμήλωμα.



- **ΒΗΜΑ 6:** Εντοπίστε την υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής. Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή και συνδέστε την άλλη άκρη του σε μια πρίζα τοίχου. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση «on».



Korisničko uputstvo

Tehničke specifikacije

Karakteristika	Specifikacija
Broj LED dioda	432 kom (5W dvostruki čip)
Ulazni napon	100–240V AC
Dimenzije	92 x 42 x 6.5 cm
Spektar	630, 650, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm
Iradijansa	165 mW/cm^2 (sa udaljenosti od 15 cm)
Tajmer	1–30 Minuta
Frekvencija	0–10,000 Hz
Osvetljenost	0–100%
Materijal okvira	Čelik


Bezbednosna uputstva

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre instalacije i sačuvate ga za buduću upotrebu.

1. **Deca:** Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane dece. Uvek se konsultujte sa lekarom pre upotrebe na deci.
2. **Medicinska stanja:** Konsultujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ako ste trudni, imate pejsmejker ili druge zdravstvene probleme.
3. **Fotosenzitivnost:** Ako uzimate lekove koji povećavaju osetljivost na svetlost ili imate fotosenzitivno stanje kože, prvo se konsultujte sa lekarom.
4. **Zaštita očiju:** Upotreba priloženih zaštitnih naočara je obavezna tokom terapije. Ne gledajte direktno u LED diode.
5. **Izlaganje:** Tretirano područje kože mora biti potpuno golo (bez odeće) tokom upotrebe.
6. **Neželjene reakcije:** Ako se javi svrab ili crvenilo u roku od 48 sati, prestanite sa upotrebom uređaja i konsultujte se sa lekarom.
7. **Oštećenje:** Ne koristite uređaj ako je bilo koji deo oštećen (slomljen tajmer, nedostajuće LED diode, itd.).
8. **Popravke:** Ne pokušavajte sami da popravite ili modifikujete uređaj. Popravke mora obavljati kvalifikovani stručnjak.
9. **Okruženje:** Samo za unutrašnju upotrebu. Ne izlagati vlagi, prašini ili izvorima vode.
10. **Svrha:** Ovaj uređaj nije zamena za profesionalnu medicinsku negu.

Opis proizvoda

1. **Bliska infracrvena svetlost (NIR):** LED diode koje emituju svetlost nevidljivog spektra.
2. **Crvena svetlost (R)**: LED diode koje emituju vidljivu crvenu svetlost.
3. **LED čipovi:** 432 čipa velike snage.
4. **Ekran osetljiv na dodir:** Interaktivni ekran za podešavanja i kontrolu.
5. **Sistem za kačenje:** Kotur i kablovi za montažu na vrata.



Sadržaj pakovanja

- 1x Red Light Therapy Panel Max
- 1x Kabl za napajanje
- 1x Korisničko uputstvo
- 1x Zaštitne naočare
- 1x Daljinski upravljač
- 1x Set za kačenje (kablovi, koturača, kuke za vrata)
- 2x Tandem šrafovi

Uputstvo za upotrebu

Uređajem se upravlja ili pomoću daljinskog upravljača ili direktno na ekranu.

Glavni panel



1. Prikaz vremena i režima.
2. Scene: Pritisnite da odaberete unapred podešenu postavku koja najbolje odgovara vašim potrebama (Smanjenje masti / Koža / Mišići / Bol u zglobovima / Univerzalno).
3. Start/Pause: Pritisnite da uključite ili isključite svetlo.
4. Settings: Kliknite da prilagodite tajmer, režim, osvetljenost, frekvenciju, povezivanje grupnih uređaja, podešavanja alarma, datum i vreme, ili druga podešavanja.

Opcije podešavanja

1. Podešavanje vremena



Podržava podešavanje vremena od 0 do 30 minuta. Vreme se može podesiti na dva načina:
- Prevucite prstom po traci oko kruga da biste podesili vreme.
- Dodirnite centar kruga da biste otišli na sledeću stranicu, gde možete uneti željeno vreme i dodirnuti simbol štikliranja da biste ga sačuvali.

2. Izbor režima



Dostupna su 3 režima: RED (crvena svetlost), NIR (bliska infracrvena svetlost) i RED+NIR (kombinacija).
- RED: Crvena svetlost, radi na talasnim dužinama od 630 nm i 660 nm.
- NIR: Bliska infracrvena svetlost, radi na talasnim dužinama od 810 nm, 830 nm i 850 nm.
- *Imajte na umu da je **NIR svetlost nevidljiva ljudskom oku.***

3. Podešavanje osvetljenosti



Podržava osvetljenost od 0-100%. Osvetljenost se može podesiti na dva načina:
- Dodirnite dugmad “+” ili “–” na levoj strani da biste podesili osvetljenost.
- Pomerite ikonu klizača na desnoj strani ekrana da biste podesili nivo osvetljenosti.

4. Frekvencija



Podržava frekvenciju od 0 do 10.000 Hz. Frekvencija se može podesiti na dva načina:
- Dodirnite dugmad “+” ili “–” da biste podesili frekvenciju.
- Dodirnite dugme “Null” da biste otvorili numeričku tastaturu. Unesite željeni broj frekvencije i potvrdite.

Održavanje

1. Pre čišćenja, uverite se da je uređaj isključen iz napajanja.
2. Obrišite panel (osim sočiva) vlažnom krpom od mikrovlakana.


UPOZORENJE: Ne koristite hemijska sredstva za čišćenje. Ne prskajte i ne nanosite tečnost direktno na uređaj, posebno blizu ventilacionih otvora ili LED dioda.

Skladištenje


Uređaj i njegove dodatke treba čuvati na čistom i suvom mestu.
- Temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
- Vlažnost: manje od 50%

INSTALACIJA (OPCIONO)


- **KORAK 1:** Okrenite lice vašeg panela prema mekoj površini bez ogrebotina. Zavrnite navojne stubove u vrh uređaja. Zatim, čvrsto zavrnite pletene kablove na navojne stubove.




- **KORAK 2:** Okačite kuke za vrata na bilo koja vrata standardne veličine.




- **KORAK 3:** Okačite svoj panel sa crvenim svetlom na vrata povezivanjem pletenih kablova sa karabinerom sistema koturače.




- **KORAK 4:** Da biste podigli visinu svog crvenog svetla, pridržite uređaj jednom rukom, a drugom rukom povucite slobodni kabl nadole. Uverite se da adekvatno pridržavate uređaj dok ga podižete.



- **KORAK 5:** Da biste spustili crveno svetlo, gurnite polugu na koturu za podešavanje visine na gore. Pridržite uređaj suprotnom rukom kako biste osigurali da je adekvatno podržan prilikom spuštanja.



- **KORAK 6:** Pronađite mušku utičnicu za napajanje na zadnjoj strani uređaja. Umetnite kabl za napajanje u utičnicu i uključite drugi kraj u zidnu utičnicu. Prebacite prekidač za napajanje u položaj «uključeno» (on).



GymBeam.com | GymBeam.de | GymBeam.it
GymBeam.pl | GymBeam.cz | GymBeam.sk
GymBeam.hu | GymBeam.ro | GymBeam.hr
GymBeam.ba | GymBeam.bg | GymBeam.ua
GymBeam.si | GymBeam.gr | GymBeam.rs